

 **ZERO** rock[®]
The first die stone with 0 % expansion

¡La recompensa al
esfuerzo es
LA PERFECCIÓN!

Expansión del 0%



ZERO rock[®]

The first die stone with 0% expansion

Relaxed for the next challenge!



Transferencia perfecta de la situación oral al modelo completo así como a todos los modelos individualizados con 0% de expansión.



Fácil exposición de la línea de preparación con una gran estabilidad del borde.

Especificaciones técnicas

ZERO rock[®] es una escayola especial superdura para muñones sin expansión para todos los modelos individualizados y completos. Optimizado para implantes largos y puentes

A/P	21 ml : 100 g
Tiempo de mezcla	60 s
Tiempo de elaboración	aprox. 8 minutos
Tiempo de fraguado	aprox. 15 minutos
Dureza 24h	> 280 N/mm ²
Dureza 30/60 min	aprox. 180/250 N/mm ²
Expansión (según DIN)	0.00 %

Unidad	2x 2,5 kg	6x 2,5 kg	22 kg
ZERO rock [®] cachemira	#12061	#12062	#12065
ZERO rock [®] caramelo	#12051	#12052	#12055

Sus beneficios

- La consistencia tixotrópica facilita el vertido
- Dureza final ideal para el rectificado
- La expansión del 0,00 % garantiza el resultado más preciso

Precisión imbatible para todos los modelos!