

 **ZERO** rock<sup>®</sup>  
The first die stone with 0 % expansion

La récompense de  
l'effort c'est  
**LA PERFECTION!**



*0 % d'expansion*



# ZERO rock<sup>®</sup>

The first die stone with 0% expansion

## Relaxed for the next challenge!



Transfert parfait de la situation buccale sur le maître-modèle ainsi que sur tous les modèles sculptés avec 0% d'expansion.



Exposition facile de la ligne de préparation avec une grande stabilité des bords.

### Spécifications techniques

ZERO rock<sup>®</sup> est un die-stone spécial super dur sans aucune expansion pour tous les modèles sculptés et complets. Optimisé pour les implants de grande portée et bridges.

W/P	21 ml : 100 g
Temps de malaxage (mécan.)	60 s
Temps de traitement	env. 8 minutes
Temps de prise	env. 15 minutes
Dureté 24h	> 280 N/mm <sup>2</sup>
Dureté 30/60 min env.	env. 180/250 N/mm <sup>2</sup>
Expansion (selon DIN)	0.00 %

Unité	2x 2,5 kg	6x 2,5 kg	22 kg
ZERO rock <sup>®</sup> cachemire	#12061	#12062	#12065
ZERO rock <sup>®</sup> caramel	#12051	#12052	#12055

### Vos avantages

- Consistance thixotrope facilite le versement
- Dureté finale idéale pour le meulage
- 0,00 % d'expansion vous assure le plus exact résultat

**Précision imbattable pour tous les modèles!**