



Für perfekten  
Sitz und  
Tragekomfort



Innovationen  
für die  
konventionelle  
Zahntechnik

For perfect fit and wear comfort  
**flexisplint**<sup>®</sup>

## Der beste Schutz mit dem höchsten Tragekomfort

Das innovative Pulver-Flüssig-System sichert Anwenderinnen und Anwendern die Herstellung flexibler und bruchsicherer Aufbisschienen. Der Patient empfindet einen spannungsfreien Tragekomfort durch die thermoelastische Flexibilität der Schiene. Hinzu kommt die dauerhafte Klarheit für ein unbemerktes Tragen.



Medizinprodukt Klasse IIa



For perfect fit and wear comfort  
**flexisplint**<sup>®</sup>

**Auch als  
Fräsronden**

Pulver-Flüssig-System für die Herstellung von flexiblen und bruch-  
sicheren Aufbisschienen



Maximale Bruchsicherheit durch thermoelastische Flexibilität

Memory-Effekt: 100 % Rückstellung bei Körpertemperatur ohne Verlust der Oberflächenhärte



„Die thermoelastischen Eigenschaften von flexisplint erhöhen die Präzision und Wirtschaftlichkeit unserer Aufbisschienen enorm, die aufwändige Herstellung von Ersatzschienen gehört der Vergangenheit an. Dazu sind die Patienten glücklich über den hohen Tragekomfort und das klare Erscheinungsbild von flexisplint.“

Marcus Fritz, Hofmann Dentaltechnik GmbH, Landshut



### Besondere Eigenschaften

- Spannungsfreier Tragekomfort und präzise Anpassung durch Memory-Effekt
- Sehr langlebig durch maximale Bruchsicherheit
- Dauerhafte Klarheit für beinahe unbemerktes Tragen
- Hypoallergen durch Restmonomergehalt an MMA von 0%



### Verpackungseinheiten:

150 g Pulver / 110 ml Liquid	53300
450 g Pulver / 330 ml Liquid	53301
900 g Pulver / 660 ml Liquid	53302